


Masque Venus LED



<i>Indications</i>	Soins anti-âge et anti-acné
<i>Application</i>	5 soins de 20 à 30 minutes à raison d'une fois par semaine. L'application du masque transparent de collagène et d'AH va booster le soin. Il est conseillé de porter des lunettes occultantes pour la lumière bleue
<i>Données technique</i>	• 98 Leds Bleu (415 nm) • 98 Leds rouges (630 nm) • Temporisation de 5 à 30 minutes • 240 V AC 50/60 Hz – Max 20W
<i>Accessoires inclus</i>	• Unité principale • Masque • Mode d'emploi
<i>Contre-indications</i>	/
<i>Options et consommables</i>	• Masque transparent à l'acide Hyaluronique, Aloe Vera et collagène • Gel Debussy visage • Flyers publicitaire
<i>Etudes médicales- information- presse</i>	Sur demande